

# Chevet – Conception bilatérale

Chevets contemporains, à la fois polyvalents et fiables, adaptés aux environnements de soins actuels.



B03



B04

## Caractéristiques et avantages

- Un large choix de configurations de tiroirs et de portes, pour tous les budgets
- Des tiroirs qui coulissent facilement et absorbent les chocs avec le système de fermeture « soft close »
- Une conception robuste et durable utilisant des matériaux faciles à nettoyer et à entretenir
- Une structure aux dimensions intelligentes adaptées aux besoins des environnements de soins actuels



En option : bac tiroir en plastique



En option : 2 porte-bouteilles pour modèle B03



En option : 2 porte-bouteilles pour modèle B04



En option : porte-serviette



En option : coloris différent sur la façade (tiroirs et portes)

B03



En option : coloris différent pour la structure / le plateau supérieur



En option : coloris différent sur la façade (tiroirs et portes)

B04



En option : coloris différent pour la structure / le plateau supérieur

## Spécifications techniques Modèle CH770A

Hauteur avec galeries	870 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	450 mm
Poids	~ 25 kg
<b>Matériaux</b>	
Structure / Plateau supérieur	Stratifiés haute pression (HPL), Mélamine
Montants	Aluminium
<b>Roulettes</b>	4 x 65 mm avec 2 freins
<b>Coloris des butées antichocs</b>	Gris

## Poignées/Coloris

Voir la fiche sur les modèles et les coloris

## Options supplémentaires

- Bac tiroir en plastique
- Porte-serviette
- 2 porte-bouteilles
- Coloris différent pour
  - la structure / le plateau supérieur
  - la façade (tiroirs et portes)

Hill-Rom est l'entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché, présente dans plus de 100 pays et employant plus de 7 000 salariés. Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Flux d'informations cliniques, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Les salariés, les programmes et les marques de produits de Hill-Rom convergent vers une mission : **Chaque jour, partout dans le monde, nous améliorons les résultats pour nos patients et leur personnel soignant.**

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur ce produit ou sur un service, contactez votre représentant Hill-Rom local, ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de santé. Les appareils médicaux présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services des établissements de soins de santé. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant ces derniers. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils.

Fabricant du mobilier :  
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - France (également représentant en Europe)

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. N° : 5FR150319-01, 31 août 2015