



# REPOSITIONNEMENT CONFORTABLE POUR LES PATIENTS ET LES SOIGNANTS

## AIDE AU POSITIONNEMENT REPOSHEET®

Le repositionnement et le pivotement des patients peuvent être des tâches difficiles pour les soignants. Nous avons conçu l'aide au positionnement RepoSheet® afin d'aider les patients et les soignants dans de nombreuses situations difficiles.

## Soutenir les patients et les soignants avec confort et maintien

- Repositionnez facilement les patients dépendants à l'aide d'un lève-personnes.
- Le repositionnement des patients dans le lit est une cause fréquente de blessures des soignants<sup>1</sup>.
- Un repositionnement fréquent est recommandé pour les patients.
- À utiliser avec, ou à la place, des alaises ordinaires.
- Choisissez parmi les versions lavables ou jetables dans différentes tailles et matériaux.



**Hillrom™**



## Une option pour chaque patient



### AIDE AU POSITIONNEMENT REPOSHEET®

Cette alaise de repositionnement permet aux soignants de repositionner ou de faire pivoter facilement un patient. Elle est disponible en deux choix de tissus : un mélange polyester/coton respirant ou un filet à mailles polyester qui peut être utilisé pour la baignade car le tissu sèche rapidement. Les deux alaises sont conçues pour rester sous le patient.


**Charge de fonctionnement en sécurité :**  
200 kg  
**Dimensions :** 135 x 255 cm



### AIDE AU POSITIONNEMENT REPOSHEET® ULTRA

Conçue pour des patients plus corpulents. L'aide au positionnement RepoSheet Ultra aide à prévenir les escarres en assistant les soignants dans les tâches difficiles de pivotement et de repositionnement<sup>2</sup>.

**Charge de fonctionnement en sécurité :**  
500 kg  
**Dimensions :** 145 x 255 cm



### AIDE AU POSITIONNEMENT SOLO REPOSHEET®

Ces aides à usage unique sont conçues pour une utilisation à court terme en combinaison avec les solutions de levage Hillrom™. L'usage unique réduit le risque de propagation des infections<sup>3</sup> et représente une bonne option lorsqu'il est compliqué de laver les alaises.

**Charge de fonctionnement en sécurité :**  
Short : 200 kg  
Generous : 300 kg  
**Dimensions :**  
Short : 180 x 110 cm  
Generous : 215 x 130 cm

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Désignation	Taille	Matériau	Quantité
3687701	Original RepoSheet	Regular	Polyester/coton	1
3687301	Original RepoSheet	Regular	Filet polyester	1
3687702	Original RepoSheet	Ultra	Polyester/coton	1
3687302	Original RepoSheet	Ultra	Filet polyester	1
36871003-2	Alaise Solo RepoSheet	Short	À usage unique – NON LAVABLE	20 pièces/boîte
36871004-8	Alaise Solo RepoSheet	Generous	À usage unique – NON LAVABLE	8 pièces/boîte

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur local ou votre représentant Hillrom.

**hillrom.com**

<sup>1</sup> Baromètre de la rémunération des professionnels de santé de l'AON. Sommaire exécutif de l'analyse actuarielle. Novembre 2018. <https://www.aon.com/risk-services/thought-leadership/report-2018-health-care-barometer.jsp>. Accès le 17 mai 2021.

<sup>2</sup> Chapitre 8 : Repositionnement et mobilisation précoce. In: Prévention et traitement des escarres/plaies : Ligne directrice de pratique clinique. La directive internationale, 2019. Groupe consultatif européen sur les escarres, Groupe consultatif national sur les escarres et Alliance panpacifique sur les escarres.

<sup>3</sup> Contrôle des infections au jour le jour. Les produits à usage unique améliorent les efforts de prévention des infections. <https://www.infectioncontroldtoday.com/personal-protective-equipment/disposable-products-enhance-infection-prevention-efforts>. Accès le 29 avril 2020.

L'accessoire RepoSheet® a été conçu pour faciliter le repositionnement d'un patient dans le lit. Il peut être utilisé pour remonter le patient dans le lit et/ou le faire pivoter à l'aide d'un lève-personne, assisté par un ou plusieurs soignants. L'accessoire RepoSheet® peut être utilisé en combinaison avec une alaise ordinaire ou à sa place.

Classe I  
Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Suède

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hillrom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hillrom se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.