

Enregistreur numérique Holter H3+™

Caractéristiques techniques



Un enregistreur Holter petit par la taille,
grand par la performance

Caractéristiques des produits

- **Léger et discret** — L'enregistreur numérique Holter H3+™ pèse seulement 28 g (1 oz).
- **Enregistrement à 3 canaux** — L'enregistreur H3+ offre un enregistrement à 3 canaux avec détection des pointes de stimulation cardiaque.
- **Affichage pratique de la forme d'onde** — Il présente un affichage graphique complet pour prévisualiser les formes d'ondes ECG pendant le raccordement des patients.
- **Une capacité d'enregistrement continu de 168 heures** — Avec une seule pile AAA, l'enregistreur H3+ enregistre en continu pendant un maximum de 7 jours.
- **Transfert de données USB** — Les enregistrements sont téléchargés via le câble USB vers le système d'analyse Holter HScripte™. Les enregistrements peuvent également être transférés d'un ordinateur disposant d'un accès Internet vers un centre de numérisation équipé d'un dispositif de téléchargement par Internet.
- **Analyse VERITAS® de première qualité** — L'enregistreur H3+ est compatible avec le système d'analyse Holter HScripte doté de capacités optimales de traitement et d'analyse de signaux VERITAS.
- **Examen complet** — Les enregistrements sont importés et analysés dans le système d'analyse Holter HScripte. Le système HScripte fournit un examen sophistiqué et des outils d'édition puissants pour assurer des rapports précis.

Enregistreur numérique Holter H3+

Caractéristiques	Caractéristiques techniques*
Type d'instrument	Enregistreur numérique Holter
Canaux d'entrée	Acquisition simultanée de 3 canaux
Dérivations acquises	I, II, III, aVR, aVL, aVF et V modifiées
Impédance d'entrée Gamme dynamique d'entrée Tolérance de décalage de tension aux électrodes Réponse en fréquence	Satisfait ou dépasse les exigences de la norme CEI 60601-2-47
Fréquence d'échantillonnage numérique	180 s/sec/canal utilisé pour l'enregistrement et le stockage standard
Fonctions spéciales	Détection du stimulateur cardiaque ; affichage ECG pendant la connexion
Conversion Analogique/Numérique	12 bits
Stockage	Mémoire interne, non volatile ; jusqu'à 168 heures (7 jours)
Classification de l'appareil	Type CF, éléments résistants à la défibrillation, alimentation interne
Poids	28 grammes (1 once) sans pile
Dimensions	64 x 25 x 19 mm (2,5 x 1,0 x 0,75")
Batterie	1 pile alcaline AAA requise

*Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Contactez aujourd'hui votre représentant Welch Allyn ou rendez-vous à l'adresse suivante : <http://emeai.welchallyn.com>



Excellence clinique. Gamme connectée. Innovation continue.
La technologie Mortara au service des produits de cardiologie Welch Allyn.

Welch Allyn France
100 Avenue de Suffren
75015 Paris, France
Tél.: +33 1 57 32 49 94
france@welchallyn.com

Welch Allyn Belgique et
Luxembourg
Tél : 0031-202061360
infonl@welchallyn.com

EMEAI.WELCHALLYN.COM



WelchAllyn®

Hill-Rom®

©2018 WELCH ALLYN, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOC. N° : SM4175FR RÉV. A MC14638, FÉV. 2018

L'enregistreur numérique Holter H3+ est indiqué pour une utilisation dans un environnement clinique, uniquement par des professionnels médicaux qualifiés, pour l'enregistrement de données ECG de patients adultes nécessitant une surveillance ambulatoire (Holter). Dispositif médical (93/42/CEE) : Classe IIa. Organisme notifié : LNE/G-MED (CE0459) Fabricant : Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin États-Unis. Rep. CE : Mortara Instrument Europe, Srl, Via Cimara 103-105, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italie. Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Welch Allyn recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Welch Allyn se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Welch Allyn est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.