


# Matelas mono-densité Hill-Rom NP50

Une réponse efficace à vos besoins quotidiens



## Caractéristiques et avantages

- Une surface durable et économique
- Matelas réversible
- Mousse mono-densité haute résilience
- Nettoyage aisé, hygiène assurée
- S'adapte à la plupart des châssis de lit et à toutes les positions de lit

# Matelas mono-densité Hill-Rom NP50

## Matelas en mousse haute résilience

Le matelas Hill-Rom NP50 en mousse mono-densité haute résilience offre un niveau élevé de confort à vos patients. Le matelas NP50 en mousse mono-densité s'adapte à la plupart des châssis de lit et à toutes les positions de lit. La possibilité de retourner le matelas en favorise la longévité.

Entièrement protégé par une housse en polyuréthane élastique étanche, perméable à la vapeur et dotée de propriétés bactériostatiques et fongistatiques, ce matelas est très facile à nettoyer et à désinfecter pour une meilleure hygiène des patients et des soignants.



## Une extension de longueur est disponible avec le matelas mono-densité Hill-Rom NP50

Taille standard : 198 cm

+5 cm

### Caractéristiques techniques

#### Matelas (tailles personnalisées disponibles)

Longueur	198 ou 203 cm
Largeur	85 ou 90 cm
Hauteur	14 cm

#### Garantie

Hill-Rom offre une garantie de 2 ans sur la mousse et sur la housse. Pour plus d'informations sur la garantie, contactez votre représentant local Hill-Rom.

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 30 à 150 kg

Coutures cousues

#### Désinfection

Utiliser des solutions à base de chlore. Leur concentration doit être inférieure ou égale à 1 000 ppm.

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **chaque jour, à travers le monde, nous améliorons les résultats pour les patients et les soignants.**

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom local ou consulter notre site Web à l'adresse suivante :

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

La surface Hill-Rom NP 50 aide à prévenir les escarres chez les patients présentant un risque nul ou faible, dont le poids se situe entre 30 kg et 150 kg et dont la taille est égale ou supérieure à 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
Doc. n° : 5FR116305-03, 30 juin 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**