

Primo™

Un matelas thérapeutique simple à utiliser et entièrement automatisé qui s'adapte au patient



Caractéristiques et avantages

- Spécialement conçu pour améliorer la prévention et le traitement des escarres
- Thérapie I-mmersion™ de Hill-Rom pour redistribuer automatiquement la pression sur une plus grande surface, réduisant de manière significative la compression des tissus sensibles
- Capteur interne I-mmersion régulant automatiquement la pression des cellules afin de garantir à tout moment les plus basses pressions d'interface possibles
- Le compresseur compact et léger est extrêmement silencieux, sans vibrations et très facile à utiliser
- Fonctionnalité One touch P-MAX permettant un gonflage rapide afin d'aider au repositionnement et au transfert du patient

Primo

Système de thérapie par basse pression dynamique

Le système de matelas de remplacement Primo de Hill-Rom permet de prévenir et de traiter les escarres chez les patients adultes présentant un risque faible ou élevé en assurant de manière continue une redistribution à basse pression.

Le niveau précis de redistribution de la pression est continuellement et automatiquement régulé par le capteur interne d'immersion qui adapte également la pression des cellules internes en fonction de la taille, du poids, de la morphologie et de la position de chaque patient.

La prise en charge des escarres peut être effectuée pendant vingt-quatre heures grâce à l'utilisation d'un coussin de siège Reflex qui se connecte au même compresseur et peut être fixé au fauteuil pour offrir une plus grande indépendance au patient lorsqu'il est hors de son lit.



Caractéristiques techniques

Matelas de remplacement

Longueur	200 cm
Largeur	90 cm
Largeur (version étroite)	77 cm
Hauteur	16 cm
Poids	8,4 kg

Unité de commande

Longueur	29 cm
Largeur	15 cm
Hauteur	12 cm
Poids	3,5 kg

Charge maximale de sécurité 250 kg

Poids thérapeutique recommandé 30 à 150 kg

Matériau de couverture

Revêtement en polyuréthane sur matériau polyester, fermeture éclair 360°, coutures renforcées, faible frottement, matière bi-extensible, perméable à la vapeur, bactériostatique, fongistatique et antimicrobien. Peut être essuyé et lavé. Des solutions nettoyantes à base de chlore peuvent être utilisées ($\leq 1\ 000$ ppm).

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché qui emploie environ 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** À travers le monde, les employés, les programmes et les produits de Hill-Rom convergent vers une mission principale : **Améliorer le quotidien des patients et des soignants.**

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

La surface Primo a été conçue pour aider à prévenir et à traiter les escarres de stade I à III chez les patients présentant un risque faible à élevé dont le poids et la taille minimum sont respectivement de 30 kg et de 1,46 m dans différents environnements de soins de santé.

Classe IIa

Organisme notifié : LNE/G-Med CE0459

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux. Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. n° : 5FR119304-03, 19 juillet 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom