



Hillrom™




SÛRS, EFFICACES ET DIGNES

SYSTÈMES DE LEVAGE POUR PATIENTS OBÈSES.

Les patients corpulents nécessitent des soins particuliers. À mesure que la population obèse augmente, de nombreux hôpitaux ouvrent des unités de soins bariatriques spécialisés et les équipent de solutions conçues pour ces patients uniques.


Hillrom soutient depuis de nombreuses années les hôpitaux spécialisés dans les soins bariatriques, développant une gamme innovante et complète de lève-personnes, d'aides au levage et d'accessoires conçus pour aider à la prise en charge des patients corpulents. Nous comprenons ce dont vous avez besoin pour prodiguer des soins bariatriques sûrs, efficaces et dignes, et nous sommes là pour vous accompagner à chaque étape.






LÈVE-PERSONNES MOBILES VIKING® L/XL

Faisant partie de la gamme polyvalente Viking, les modèles en tailles L et XL sont parfaitement adaptés aux patients obèses. Ils sont capables de soulever jusqu'à 250 kg et 300 kg respectivement, leur conception en aluminium facilite leur manipulation.



SYSTÈME PLAFONNIER ULTRATWIN™ AUTONOME

Disponible en modèle à rail droit ou à traverse, le système UltraTwin est composé de deux moteurs Likorall qui, ensemble, offrent une capacité de levage s'élevant jusqu'à 500 kg. Avec l'accessoire UltraTwist, vous pouvez ajuster la position du patient pendant et après le transfert.




SYSTÈME LIKOGUARD® L ET XL

Notre dernière innovation en matière de lève-personnes plafonniers à moteur simple vise plus haut en matière de sécurité et de performances. Il supporte jusqu'à 363 kg selon le modèle et est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un mécanisme d'abaissement. De plus, l'étrier SlingGuard aide à s'assurer que le harnais est correctement fixé, pour que vous soyez sûr que votre patient est en sécurité pendant son transfert.



HARNAIS LIKO® ULTRASLING™

Nous avons conçu notre harnais UltraSling pour les lève-personnes en position assise/transferts des patients les plus lourds (jusqu'à 500 kg). Sa section jambes séparée se raccorde à un étrier secondaire, et il s'utilise avec notre système UltraTwin via une installation permanente ou le système autonome FreeSpan.



AIDE AU POSITIONNEMENT REPO SHEET® ULTRA

Pour prévenir les escarres chez les patients corpulents, la rotation et le positionnement sont importants¹ mais sont souvent source de difficulté. Cette aide a été conçue pour vous assister, et elle dispose d'une charge maximale de sécurité de 500 kg. Elle peut être utilisée avec une gamme de solutions de levage pour patients obèses Liko.




ENTRAÎNEMENT À LA MARCHÉ AVEC LE HARNAIS D'AIDE À LA MARCHÉ LIFTPANTS™

La mobilisation précoce permet aux patients de maintenir et d'améliorer leur mobilité. Supportant jusqu'à 500 kg, le harnais d'aide à la marche Ultra LiftPants soutient l'ensemble du corps, offrant aux patients la confiance dont ils ont besoin pour se mettre en marche.



AIDE AU POSITIONNEMENT HANDYSHEET™

Il peut être difficile de placer un harnais sous des patients corpulents. L'aise HandySheet simplifie cette tâche, et elle peut également être utilisée pour les transferts et repositionnement dans le lit.



ACCESSOIRE DE LEVAGE MULTISTRAP™

La sangle MultiStrap est utilisée pour faciliter l'examen, les soins et le traitement. Elle peut également être utilisée pour retourner un patient dans son lit et le maintenir en position de décubitus ventral.

¹ Chapitre 8 : Repositionnement et mobilisation précoce. In: Prévention et traitement des escarres/plaies : Directive de pratique clinique, The International Guideline 2019. Groupe consultatif européen sur les escarres. Groupe consultatif national sur les escarres et Alliance panpacifique sur les escarres.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial Hillrom local.

hillrom.com

Les gammes de lève-personnes et d'accessoires Hillrom sont destinées à être utilisées pour le levage et le transfert des patients dans différents environnements de soins. Les harnais et accessoires Hillrom sont conçus pour être utilisés en association avec les lève-personnes Hillrom pour diverses situations de levage et de transfert dans différents environnements de soins.

Classe I

Fabricant : Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå, Suède

Ces produits sont des produits de santé réglementés qui portent le marquage CE lorsque la réglementation en vigueur l'exige. Hillrom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans la documentation accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hillrom se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles. La seule garantie consentie par Hillrom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.