

## Lève-personnes mobiles



Viking™ XL  
Charge max. : 300 kg



Viking™ L  
Charge max. : 250 kg



Viking™ M  
Charge max. : 205 kg



Viking™ S  
Charge max. : 160 kg



Viking™ XS  
Charge max. : 160 kg



Golvo™  
Charge max. : 200 kg



LikoLight™  
Charge max. : 140 kg



Uno™ 100/102  
Charge max. : 175-205 kg  
Uno™ 200  
Charge max. : 160-200 kg



RollOn™  
Charge max. : 160 kg



Sabina™ II  
Charge max. : 200 kg  
Sabina™ 200  
Charge max. : 160 kg

## Appareils d'aide à la verticalisation

## Sécurité, configuration et fonctionnalité.

Le système de levage complet de Liko représente ce qu'il y a de mieux en termes de sécurité, de conception et de fonctionnalité.


Liko™ fabrique une vaste gamme de produits de levage, des lève-personnes mobiles et plafonniers à un choix étendu d'accessoires de levage.

Les harnais Liko™ sont disponibles en divers styles, matériaux et tailles afin de répondre aux besoins variés des patients.

Les produits Liko™ simplifient les levages et les transferts, même les plus difficiles et les plus délicats. Confortables pour les patients, simples pour le personnel soignant.

### Caractéristiques importantes

- Marquage CE, homologation CSA et UL
- Disponibles en de nombreux modèles. La plupart avec chargeur intégré.
- Charge max. de 140 à 300 kg
- Abaissement d'urgence mécanique sur tous les modèles
- La plupart des modèles en aluminium
- Disponibles avec une vaste gamme d'accessoires, y compris pese-personnes

**Système de levage plafonnier***Multirail™**Likorall™**FreeSpan™ UltraTwin™**Pièce à pièce (Likorall™ R2R)***Un éventail complet d'options d'installation.**

Les options d'installation au plafond de Liko signifient que le système peut être monté n'importe où de manière parfaitement autonome ou suspendu au plafond ou à un mur, avec ou sans support au sol. Likorall™ peut être chargé via la commande manuelle, via la Multistation ou via la recharge le long du rail. Tous les moteurs des lève-personnes plafonniers sont dotés de dispositifs d'abaissement d'urgence.

**Une vaste gamme d'accessoires.**

Liko™ propose l'un des plus vastes assortiments du marché permettant au personnel de maîtriser n'importe quelle situation de levage ou de transfert avec simplicité, sécurité et douceur. Les accessoires comprennent une sélection de harnais optionnels pour lever les patients en position verticale, inclinée ou horizontale. Les harnais existent en divers modèles, tailles et matériaux. Les autres options sont les étriers, les stretchers, les toiles de levage et les pèse-personnes électroniques qui s'installent très facilement entre l'étrier et la sangle de levage.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 Qualité et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.



Hill-Rom, ainsi que le logo et le nom Hill-Rom sont des marques de fabrique ou marques déposées de Hill-Rom Services, Inc.

Liko, ainsi que le logo et le nom Liko sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB.

Viking XL, L, M, S, XS, Golvo, LikoLight, Uno, RollOn, Sabina, Multirail, Likorall et FreeSpan UltraTwin sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB.



L'efficacité des soins, pour les patients et les soignants.™

France \_\_\_\_\_ +33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom \_\_\_\_\_ +44 (0)1530 411000  
 Deutschland \_\_\_\_\_ +49 (0)211 16450-0  
 Nederland \_\_\_\_\_ +31 (0)347 32 35 32  
 Italia \_\_\_\_\_ + 39 (0)2 950541  
 Suisse/Schweiz \_\_\_\_\_ +41 (0)21 706 21 30  
 (deutschsprachig) \_\_\_\_\_ +41 (0)21 706 21 38

Österreich \_\_\_\_\_ +43 (0)2243 28550  
 Ireland \_\_\_\_\_ +353 (0)1 413 6005  
 Iberia \_\_\_\_\_ +34 (0)93 6856000  
 Nordic Countries \_\_\_\_\_ +46 (0)20 78 10 30  
 Export \_\_\_\_\_ Contact your local Hill-Rom  
 distributor or contact your Area Manager via  
 website or call \_\_\_\_\_ +1 812 934 8173

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom® se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les modèles, sans avis préalable. La seule garantie dont répond Hill-Rom® est la garantie explicite écrite accompagnant le contrat de vente ou de location de ses produits.

© 2012 Hill-Rom® SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS.