



Hillrom propose l'une des plus vastes gammes de harnais et d'accessoires de levage. Nos harnais peuvent être utilisés pour soulever chaque personne en toute situation. Il est primordial pour la sécurité, le bon fonctionnement et le confort, de choisir la taille appropriée. Nous proposons une large gamme de tailles pour tous nos harnais.

Nom	Réf. produit	Taille	Catégorie de poids	Aucun nettoyage nécessaire	Le harnais peut être laissé sous le patient	En position assise, la hanche du patient doit être pliée	Soutien de tête supplémentaire pour les patients sans/avec moins de tenue de la tête	Veuillez cocher la case si ce produit est déjà disponible en interne
HARNAIS POUR LE TRANSFERT DES PATIENTS EN POSITION ASSISE DROITE								
	Modèle 200 À dos rehaussé FILET POLYESTER	35200115	M	40 à 80 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
		35200116	L	70 à 120 kg 200 kg max.		✓	✓	<input type="checkbox"/>
		35200117	XL	120 à 250 kg 500 kg max.				<input type="checkbox"/>
	Modèle 200 À dos rehaussé FILET POLYESTER	35200315	M	40 à 80 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
	■ Adapté au transfert dans la plupart des environnements ■ Idéal pour les patients dont le maintien du buste est faible ■ Permet une position assise semi-inclinée pour un confort optimal	35200316	L	70 à 120 kg 200 kg max.		✓	✓	<input type="checkbox"/>
		35200317	XL	120 à 250 kg 500 kg max.		si le soutien dorsal est retiré	✓	<input type="checkbox"/>
	Modèle 25 À dos rehaussé COTON/POLYESTER	3525915-2	M	40 à 80 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
	■ Produit à usage unique, mais solide	3525916-2	L	70 à 120 kg 200 kg max.	✓		✓	<input type="checkbox"/>
		3525917-2	XL	120 à 250 kg 500 kg max.			✓	<input type="checkbox"/>
	Modèle 000 POLYESTER	35000115	M	50 à 90 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
		35000116	L	90 à 110 kg 200 kg max.		✓		<input type="checkbox"/>
		35000117	XL	<110 kg 500 kg max.				<input type="checkbox"/>
	Hygiène, modèle 41 POLYESTER	3541135	M	60 à 80 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
		3541136	L	80 à 100 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
	Modèle 000 FILET POLYESTER	35000315	M	60 à 80 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
		35000316	L	80 à 100 kg 200 kg max.				<input type="checkbox"/>
		35000317	XL	100 à 150 kg 300 kg max.				<input type="checkbox"/>
	Draps de glisse courts, sans poignées	3710015	M			dimensions : 70 x 90 cm		<input type="checkbox"/>
HARNAIS POUR LES TRANSFERTS ET MOBILISATIONS HORIZONTAUX								
	Solo RepoSheet COTON/POLYESTER	36871004	XL	300 kg max.	✓	✓	un transfert horizontal avec les civières Ultra et Flexo est également possible pour repositionner les patients dans le lit	<input type="checkbox"/>
	OctoStretch	3683106	L	200 kg max.	à utiliser uniquement avec la civière OctoStretch			<input type="checkbox"/>
	LiftSheet	3684106	XL	400 kg max.	à utiliser uniquement avec la civière Ultra ou Flexo			<input type="checkbox"/>
	Solo OctoSheet COTON/POLYESTER	3683906-4	L	200 kg max.	✓	à utiliser uniquement avec la civière OctoStretch		<input type="checkbox"/>