

# Chevet avec table à manger intégrée – Conception bilatérale

Chevets contemporains, à la fois polyvalents et fiables, adaptés aux environnements de soins actuels.



B03



B03



B03



B04



B04



B04

## Caractéristiques et avantages

- Un large choix de configurations de tiroirs et de portes, pour tous les budgets
- Des tiroirs qui coulissent facilement et absorbent les chocs avec le système de fermeture « soft close »
- Une conception robuste et durable utilisant des matériaux faciles à nettoyer et à entretenir
- Une structure aux dimensions intelligentes adaptées aux besoins des environnements de soins actuels



En option : bac tiroir en plastique



En option : 2 porte-bouteilles pour modèle B03



En option : 2 porte-bouteilles pour modèle B04



En option : porte-serviette (du côté opposé à la table à manger)



En option : coloris différent sur la façade (tiroirs et portes)



En option : coloris différent sur la façade et pour la table à manger



En option : coloris différent sur la façade et pour la table à manger



En option : coloris différent sur la façade (tiroirs et portes)

## Spécifications techniques

Modèle SER - CH770A

Hauteur avec galeries	870 mm
Largeur	605 mm
Profondeur	450 mm
Poids	~ 33 kg
<b>Table à manger</b>	
Réglage de la hauteur	610 – 950 mm
Angle d'inclinaison	max. 60°
Dimensions de la surface	
Standard	547 x 349 mm
En option	617 x 349 mm
<b>Matériaux</b>	
Structure / Plateau supérieur	Stratifiés haute pression (HPL), Mélamine
Montants	Aluminium
Table à manger	Stratifiés haute pression (HPL)

Roulettes	5 x 65 mm avec 2 freins
-----------	-------------------------

Coloris des butées antichocs	Gris
------------------------------	------

### Poignées/Coloris

Voir la fiche sur les modèles et les coloris

### Options supplémentaires

- Bac tiroir en plastique
- Porte-serviette
- 2 porte-bouteilles
- Coloris différent pour
  - la structure / le plateau supérieur et / ou la table à manger
  - la façade (tiroirs et portes) et / ou la table à manger
  - la table à manger

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, qui emploie près de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** À travers le monde, les employés, les programmes et les produits de Hill-Rom convergent vers une mission principale : **Améliorer le quotidien des patients et des soignants.**

Certains produits/options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de la santé. Les mobiliers présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services des établissements de soins de santé. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des mobiliers, qui se trouvent dans les documents accompagnant les mobiliers. Le personnel des établissements de soins est responsable du bon usage et de l'entretien de ces mobiliers.

Fabricant du mobilier :  
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - France (également représentant en Europe)

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.  
Doc. N° : 5FR150320-03 (révision 2), 07 juin 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**