

# Welch Allyn Green Series™ 900 Große Behandlungsleuchte (Klein-OP)



6 LEDs



Berührungsloses Ein/  
Ausschalten mit Dimmung

Einmal-Schutzhülle erhältlich –  
Verwendung mit #52630

Green Series™ medizinische Untersuchungsleuchten



**WelchAllyn**®

Advancing Frontline Care™

# Weißer, heller und besser für die Umwelt

Vorteile der GS 900 Großen Behandlungsleuchte (Klein-OP):

- Sechs LEDs, hervorragende Lebensdauer, außergewöhnliche Manövrierbarkeit, nie dagewesene Spot-Qualität und verschiedene Montageoptionen
- Minimale Wärmeabstrahlung und hohe Farbtemperatur
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen



Lichtspezifikationen	Anzahl LEDs	6 weiße LEDs
	Farbtemperatur	5.500 K
	Lichtintensität bei Arbeitsabstand	80.000 Lux bei 61 cm (24 Zoll) 65.000 Lux bei 100 cm (40 Zoll)
	Spot-Größe bei Arbeitsabstand	28 cm bei 61 cm (24 Zoll) 23 cm bei 100 cm (40 Zoll)
Abmessungen	Reichweite Rollstativ	95 cm (37,5 Zoll)
	Reichweite Wand	175 cm (69 Zoll)
	Reichweite Decke	175 cm (69 Zoll)
	Höhenverstellung Leuchtkörper Decke	95 cm (37,4 Zoll)
	Leuchtkörper (Höhe / Breite / Tiefe)	34,9 / 45,8 / 10,2 cm (13,74 / 18,03 / 4,02 Zoll)
	Bedienelement (Höhe / Breite / Tiefe)	k. A.
	Rollstativ (Höhe / Durchmesser)	Basis Rollstativ: Länge: 55,8 cm (21,97 Zoll) Breite: 56,5cm (22,24 Zoll) Höhe: 16,5 cm (6,5 Zoll)
	Gesamtgewicht Tisch-/Wandbefestigung	8,12 kg
	Gesamtgewicht Rollstativ	20,34 kg
Elektrik	Stromversorgung	Input: 100 - 240 V - 50 Hz - 60 Hz, 1,00 A max.
	Netzkabel	#18 AWG, 3-adriges Netzkabel, 2,5 m (8 Fuß) lang
	Bedienfunktionen	Berührungslos Ein/Aus mit Dimmung
Diverse Daten	Montageoptionen	Rollstativ, Wandmontage, Deckenmontage
	Verlängerungsart	Selbsthaltendes Armsystem mit Gelenk
	Zubehöroptionen	Einmal-Schutzhülle: Art.nr. 52630 Länge: 22,86 cm (9 Zoll)
	Betriebszeit	50.000 Stunden
	Garantie	5 Jahre, beschränkt

## IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN DEN FOLGENDEN UMGEBUNGEN:

- AMBULANTE BEHANDLUNGSZENTREN
- KRANKENHÄUSER: NOTAUFNAHME UND INTENSIVSTATION
- GYNÄKOLOGIE
- PLASTISCHE CHIRURGIE
- KLEINE EINGRIFFE AMBULANZ

## VERFÜGBARE MONTAGEOPTIONEN:



Wenden Sie sich für eine Bestellung an die entsprechende Kundenservice-Abteilung.



[www.welchallyn.com/greenseries](http://www.welchallyn.com/greenseries)

**Welch Allyn Unternehmenszentrale**  
4341 State Street Road, P.O. Box 220  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.  
Telefon: +1.315.685.4602  
+1.800.535.6663  
Fax: +1.315.685.0054

**Europäischer Kundenservice von Welch Allyn:** +353 46 90 67790  
Australien: +61 29 638 3000  
China: +86 21 6327 9631  
Frankreich: +33 160 09 33 66  
Frankreich (Kundenservice): +33 155 69 58 49  
Deutschland: +49 6950 985 132  
Spanien: +34 912 990 376  
Japan: +81 3 3219 0071  
Indien: +91 44 4353 5724

**Lateinamerika (Standort Miami):** +1 305 669 9003  
Malaysia: +603 78753341  
Niederlande: +31 202 061 360  
Singapur: +65 6419 8100  
Schweden: +46 042 33 02 20  
Vereinigtes Königreich: +44 207 365 6780

**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

