



## Für kürzere Transfers.

Liko™ GleitTuch Fix und Liko™ GleitMatte Fix sind manuelle Hilfsmittel, die Transfers erleichtern, indem Sie die Reibung zwischen dem Pflegebedürftigen und der Liegefläche verringern. Sie eignen sich sowohl für normalgewichtige als auch für sehr schwere Pflegebedürftige. Die Gleittücher dieser Produktreihe werden aus einem qualitativ hochwertigen, reibungsarmen Material gefertigt, das selbst nach einer längeren Anwendungszeit immer noch sehr leicht gleitet.

Liko™ GleitTuch Fix wird hauptsächlich zur Vereinfachung des Anlegens eines Hebegurts in einer sitzenden oder liegenden Position verwendet. Liko™ GleitMatte Fix wird z.B. verwendet, um einen Pflegebedürftigen weiter oben im Bett zu positionieren oder diesen umzulagern, sowie für Transfers zwischen zwei Betten.

Unter den einzigartigen Merkmalen des GleitTuch Fix finden sich z.B. Taschen, die eine Positionierung in einem engen Rollstuhl erleichtern, sowie Schlaufen an der längeren Ausführung des Liko™ GleitTuch Fix, mittels derer das Tuch am Kopfende des Bettes fixiert werden kann. Beide dieser Merkmale sind einmalig nur bei dieser Produktreihe zu finden und sind eingetragene Gebrauchsmuster von Liko™.

### Wichtige Merkmale

- **Das Material** ist qualitativ sehr hochwertig und ist selbst nach vielen Waschvorgängen immer noch sehr reibungsarm.
- **Die langen Ausführungen** des GleitTuch Fix sind an der oberen Kante mit Schlaufen versehen, um dessen Fixierung am Bett zu erleichtern. So verringert sich die Anzahl der Helfer, die das Gleittuch halten.
- **Das kurze GleitTuch Fix** ist mit kleinen Taschen versehen, die das Anlegen eines Hebegurts, z.B. in einem schmalen Rollstuhl, erleichtern.
- **Wir haben einzigartige Arbeitsverfahren entwickelt**, die das Anlegen von Gleittüchern erleichtern und zugleich bequem für den Pflegebedürftigen sind. Bei Anwendung unseres Verfahrens muss der Pflegebedürftige zur Platzierung des Gleittuchs im Bett nicht gedreht werden.
- **Liko GleitMatte Fix** ist in drei unterschiedlichen Modellen für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich.

**Liko™ GleitTuch Fix**

Liko™ GleitTuch Fix ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel zum Anlegen eines Hebegurts, insbesondere bei sehr schweren oder schmerzempfindlichen Pflegebedürftigen oder bei Pflegebedürftigen mit Kontrakturen.

Liko™ GleitTuch Fix ist in zwei Ausführungen erhältlich, kurz und lang, wobei das lange Modell rundherum mit Griffen versehen ist. Liko GleitTücher werden in 2er-Sets geliefert und paarweise verwendet.



**Liko™ GleitMatte Fix**

Liko™ GleitMatte Fix ist ein Hilfsmittel, das hauptsächlich dazu verwendet wird, einen Pflegebedürftigen weiter oben im Bett zu positionieren oder diesen im Bett umzulagern, sowie für Transfers zwischen zwei Betten.

Liko™ GleitMatte Fix ist in drei unterschiedlichen Modellen erhältlich, von denen jedes einen anderen Anwendungsbereich abdeckt: Kurz, lang und breit.



Lesen Sie bezüglich weiterer Informationen hinsichtlich der Anwendungsbereiche sowie des Einsatzes in der Praxis die Gebrauchsanweisungen der entsprechenden Produkte. Des Weiteren können Sie sich hinsichtlich einer Beratung sowie Informationen mit einer Liko-Vertretung in Ihrer Nähe in Verbindung setzen. Unsere Adressen finden Sie unter [www.liko.com](http://www.liko.com). Denken Sie immer daran, ergonomisch korrekt zu arbeiten. Wenn die Tätigkeit für den Helfer zu schwer erscheint, empfehlen wir die Verwendung anderer Hebe- und Transferhilfsmittel aus unserem umfangreichen Sortiment an Lifter- und Hebezubehör.

**Liko™ GleitTuch Fix**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Abmessungen (cm)
Liko™ GleitTuch Fix kurz, ohne Griffen	3715015	M	70x70
Liko™ GleitTuch Fix kurz, ohne Griffen	3715017	XL	120x85
Liko™ GleitTuch Fix lang, mit Griffen	3716015	M	90x185
Liko™ GleitTuch Fix lang, mit Griffen	3716017	XL	140x215

Auch in Großpackungen (10 Stck./Packung) erhältlich.

**Liko™ GleitMatte Fix**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Größe	Abmessungen (cm)
Liko™ GleitMatte Fix kurz, ohne Griffen	3710015	M	70x90
Liko™ GleitMatte Fix lang, ohne Griffen	3711015	M	90x185
Liko™ GleitMatte Fix breit, mit Griffen	3712015	M	140x140

Auch in Großpackungen (10 Stck./Packung) erhältlich.

GleitTuch Fix und GleitMatte Fix wurde von einer akkreditierten Prüfanstalt getestet und erfüllt alle an MDD-Produkte der Klasse I gestellten Anforderungen sowie die harmonisierte Norm EN ISO 10535.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Das Qualitätsmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 9001 und ISO 13485, dem speziell für Hersteller medizintechnischer Produkte geltenden Äquivalent, zertifiziert. Das Umweltmanagementsystem von Liko ist gemäß ISO 14001 zertifiziert.



Hill-Rom and Design und Hill-Rom word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Hill-Rom Services Inc. Liko and Design und Liko word mark sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB. Liko GleitTuch Fix und Liko GleitMatte Fix sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Liko R&D AB.



Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegende.™

France \_\_\_\_\_ +33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom \_\_\_\_\_ +44 (0)1530 411000  
 Deutschland \_\_\_\_\_ +49 (0)211 16450-0  
 Nederland \_\_\_\_\_ +31 (0)347 32 35 32  
 Italia \_\_\_\_\_ + 39 (0)2 950541  
 Suisse/Schweiz \_\_\_\_\_ +41 (0)21 706 21 30  
 (deutschsprachig) \_\_\_\_\_ +41 (0)21 706 21 38

Österreich \_\_\_\_\_ +43 (0)2243 28550  
 Ireland \_\_\_\_\_ +353 (0)1 413 6005  
 Iberia \_\_\_\_\_ +34 (0)93 6856000  
 Nordic Countries \_\_\_\_\_ +46 (0)20 78 10 30  
 Export \_\_\_\_\_ Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call \_\_\_\_\_ +1 812 934 8173

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom® behält sich das Recht vor, Designs, Spezifikationen und Modelle ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige von Hill-Rom® gewährte Garantie ist jene, die ausdrücklich schriftlich erteilt wird und sich auf Verkäufe oder Vermietungen seiner Produkte bezieht.

© 2012 Hill-Rom® SARL, ALLE RECHTE VORBEHALTEN.