



Hillrom bietet eine Vielfalt an Gurten und Hebezubehör an. Diese sorgen dafür, dass wir bewegungs-
eingeschränkte Patienten in allen Lebenslagen sicher und komfortabel zu transferieren.
Wir bieten eine breite Palette von Größen für alle unsere Gurte, um für Sicherheit, Funktion und
Komfort der Patienten zu garantieren.

Bezeichnung	Artikel Nr.	Größe	Gewichtsklasse	Keine Aufbereitung notwendig/möglich	Gurt darf unter Patient verbleiben	Patient muss Hüfte beugen können	Kopfstütze	Dieses Produkt ist bereits im Haus, bitte ankreuzen	
GURTE FÜR SITZENDTRANSFER									
	Modell 200 mit hohem Rücken POLYESTER	35200115	M	40-80 kg max. 200 kg				<input type="checkbox"/>	
		35200116	L	70-120 kg max. 200 kg		✓	✓	<input type="checkbox"/>	
		35200117	XL	120-250 kg max. 500 kg				<input type="checkbox"/>	
	Modell 200 mit hohem Rücken POLYESTER-Netz ■ Für die meisten Pflegebedürftigen ■ Stützt den ganzen Rumpf und den Kopf ■ Komfortable, zurückgelehnte Sitzposition	35200315	M	40-80 kg max. 200 kg				<input type="checkbox"/>	
		35200316	L	70-120 kg max. 200 kg		✓ <small>(wenn Rückenverstärkungen entfernt sind)</small>	✓	✓	<input type="checkbox"/>
		35200317	XL	120-250 kg max. 500 kg				<input type="checkbox"/>	
	Einweg Modell 25 mit hohem Rücken BAUMWOLLE/POLYESTER ■ Einpatientengurt	3525915-2	M	40-80 kg max. 200 kg				<input type="checkbox"/>	
		3525916-2	L	70-120 kg max. 200 kg	✓		✓	<input type="checkbox"/>	
		3525917-2	XL	120-250 kg max. 500 kg				<input type="checkbox"/>	
	Modell 000 POLYESTER	35000115	M	50-90 kg max. 200 kg				<input type="checkbox"/>	
		35000116	L	90-110 kg max. 200 kg		✓		<input type="checkbox"/>	
		35000117	XL	<110 kg max. 500 kg				<input type="checkbox"/>	
	Hygienegurt Modell 41 POLYESTER	3541135	M	60-80 kg max. 200 kg				<input type="checkbox"/>	
		3541136	L	80-100 kg max. 200 kg			✓	<input type="checkbox"/>	
	Modell 000 POLYESTER-Netz	35000315	M	60-80 kg max. 200 kg				<input type="checkbox"/>	
		35000316	L	80-100 kg max. 200 kg		✓	✓	<input type="checkbox"/>	
		35000317	XL	100-150 kg max. 300 kg				<input type="checkbox"/>	
	Gleitmatte Fix kurz, ohne Griffe	3710015-10	M				Abmessungen: 70 x 90 cm	<input type="checkbox"/>	
GURTE FÜR LIEGENDTRANSFER									
	Einweg Solo Repo Tuch BAUMWOLLE/POLYESTER ■ Einpatientengurt	36871004	XL	max. 300 kg	✓	✓	Für die Repositionierung des Patienten im Bett, aber auch Liegendtransfer mit Ultra- und Flexobügel möglich	<input type="checkbox"/>	
	Oktogurt	3683106	L	max. 200 kg			nur mit Oktobügel verwendbar	<input type="checkbox"/>	
	Hebetuch	3684106	XL	max. 400 kg			nur mit Ultra- oder Flexobügel verwendbar	<input type="checkbox"/>	
	Einweg Solo Oktogurt BAUMWOLLE/POLYESTER ■ Einpatientengurt	3683906-4	L	max. 200 kg	✓		nur mit Oktobügel verwendbar	<input type="checkbox"/>	